

Mondmasker FFP2 Gevormd CE 20 Stuks

Normen

EN149
(UE)2016/425



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Masker voor ademhalingsbescherming FFP2.

Technische details

Non-woven en vormgegoten textielvlies

Vorm voor de neus.

Twee elastieken voor het vastmaken.

Filterende werking > 94 % van de aerosolen.

Totale ontsnapping naar binnen toe < 8 %.

Richtlijnen

Om te controleren of het masker goed afsluit plaatst u de beide handen er als een schelp overheen, zonder het masker te verschuiven, waarna u vervolgens een krachtige ademstoot geeft. Als er dan toch lucht onder vandaan komt, moet u de strook of de elastieken even corrigeren of het masker opnieuw opzetten.

Dit masker is voor eenmalig gebruik.

Het masker is maximaal acht uur achtereen te gebruiken.

Toepassingen

Beschermt tegen het binnendringen van en in aanraking komen met vaste en vloeibare objecten en deeltjes.

Gebruiksmethode

1. Plaats en verwijder het mondkapje door het alleen bij de elastieken vast te houden.
2. Plaats het kapje met de strook aan de bovenkant van de neus.
3. Plaats de elastieken achter de oren.
4. Het masker moet goed uitgevouwen zijn. Bedek de neus, de mond en de kin.
5. Na het aanbrengen, mag u het kapje niet meer aanraken of herpositioneren totdat u het afdoet.
6. Na het afdoen moet u het kapje weggooien en uw handen wassen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 15,5

Lengte (cm) : 13,5

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 0,2

Bruto gewicht (kg) : 0,21



3 701395 107110

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 33

Lengte (cm) : 70

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 4,2

Bruto gewicht (kg) : 5,5



3 701395 107127